

Autoclave portable économique 18/24 L (ST-P18E / ST-P24E)

Réf. : ST-P18E • ST-P24E



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-P18E	ST-P24E
Volume	18 L	24 L
Chambre (Ø×H)	Ø280×295	Ø280×390
Température de service	126 °C	126 °C
Pression de service	0,142 MPa	0,142 MPa
Précision de température	±1 °C	±1 °C
Puissance	2,0 kW	2,0 kW
Alimentation	220 V, 50/60 Hz	220 V, 50/60 Hz
Chauffage	Électrique	Électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autoclave portable économique à chauffage électrique, compact et autonome, disponible en 18 L ou 24 L. Température de service 126 °C, pression 0,142 MPa, précision ±1 °C.