

Autoclave vertical à vide pulsé (ST-V50PV → ST-V150PV)

Réf. : ST-V50PV • ST-V80PV • ST-V100PV • ST-V120PV • ST-V150PV



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V50PV	ST-V80PV	ST-V100PV	ST-V120PV	ST-V150PV
Capacité	50 L	80 L	100 L	120 L	150 L
Type	Vide pulsé	Vide pulsé	Vide pulsé	Vide pulsé	Vide pulsé
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø316×667	Ø386×695	Ø386×860	Ø450×760	Ø500×780
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	580×636×990	636×710×1030	630×710×1295	700×780×1190	780×850×1180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autoclave vertical à vide pulsé (pré-vide) assurant une pénétration efficace de la vapeur pour la stérilisation des charges poreuses et à lumière. Disponible de 50 à 150 L, cuve inox.