

Stérilisateur vapeur vertical 150 L (ST-V150L)

Réf. : ST-V150L



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V150L
Capacité	150 L
Commande	Automatique
Matériau principal	Inox
Chambre de stérilisation (Ø×H)	Ø500×760 mm
Pression de service	0,217 MPa
Plage de stérilisation	50–134 °C
Minuterie	0–99 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autoclave vapeur vertical sûr, fiable et à commande automatique, d'une capacité de 150 L. Matériau principal inox, chambre de stérilisation Ø500×760 mm, plage de température 50–134 °C, pression de service 0,217 MPa, minuterie 0–99 h.