

Autoclave vertical automatique (ST-V50A → ST-V150A)

Réf. : ST-V50A • ST-V80A • ST-V100A • ST-V120A • ST-V150A



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V50A	ST-V80A	ST-V100A	ST-V120A	ST-V150A
Capacité	50 L	80 L	100 L	120 L	150 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø316×667	Ø386×695	Ø400×800	Ø450×760	Ø500×780
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	476×616×990	546×688×1030	566×708×1295	620×760×1190	680×820×1180
Matériau de la cuve	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Protection contre la surchauffe	coupure automatique du chauffage avec signal sonore et visuel.
Protection anti-brûlure	coupure automatique du chauffage avec signal sonore et visuel.
Verrouillage de sécurité	empêche le démarrage d'un cycle si la porte n'est pas correctement fermée.