

Stérilisateur vapeur vertical à affichage numérique auto-contrôlé (ST-VB35 → ST-VB100)

Réf. : ST-VB35 • ST-VB50 • ST-VB75 • ST-VB100



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-VB35	ST-VB50	ST-VB75	ST-VB100
Volume	35 L	50 L	75 L	100 L
Température de service	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Puissance	3,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure à volant coulissant et ouverture rapide.

Inox de haute qualité.

Commande micro-informatique automatique, réglage libre des paramètres de stérilisation.

Affichage numérique auto-contrôlé.