

Stérilisateur vapeur vertical à boulons, série ST-VBS (35 → 150 L)

Réf. : ST-V35BS • ST-V50BS • ST-V75BS • ST-V100BS • ST-V120BS • ST-V150BS



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V35BS	ST-V50BS	ST-V75BS	ST-V100BS	ST-V120BS	ST-V150BS
Capacité (L)	35	50	75	100	120	150
Température de service	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Consommation (kW)	2,5	3,5	4,5	4,5	4,5	6
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur vapeur vertical convient à la stérilisation de la verrerie, des milieux biologiques, des instruments, etc.

Caractéristiques :

1. Fermeture par boulons.
2. Commande micro-informatique automatique, réglage libre des paramètres de stérilisation.