

Stérilisateur vapeur vertical économique (ST-V50E / ST-V80E / ST-V100E)

Réf. : ST-V50E • ST-V80E • ST-V100E

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V50E	ST-V80E	ST-V100E
Capacité	50 L	80 L	100 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø316×667	Ø386×695	Ø400×800
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	476×616×990	546×688×1030	566×708×1295
Matériau de la cuve	SUS304	SUS304	SUS304
Température de stérilisation	105–136 °C	105–136 °C	105–136 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Protection contre la surchauffe	coupure automatique du chauffage avec signal sonore et visuel.
Protection anti-brûlure	coupure automatique du chauffage avec signal sonore et visuel.
Verrouillage de sécurité	empêche le démarrage d'un cycle si la porte n'est pas correctement fermée.