

Autoclave vertical à chargement par le haut (ST-V60F / ST-V85F / ST-V100F)

Réf. : ST-V60F • ST-V85F • ST-V100F

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V60F	ST-V85F	ST-V100F
Capacité	60 L	85 L	100 L
Type	Chargement par le haut (couvercle basculant)	Chargement par le haut (couvercle basculant)	Chargement par le haut (couvercle basculant)
Pression de service max.	0,27 MPa	0,27 MPa	0,27 MPa
Pression / température de conception	0,35 MPa / 150 °C	0,35 MPa / 150 °C	0,35 MPa / 150 °C
Plage de stérilisation	105–138 °C	105–138 °C	105–138 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

Ce stérilisateur utilise la vapeur saturée comme agent de stérilisation. En évacuant l'air froid, il permet une stérilisation efficace.

Caractéristiques :

1. Structure de porte basculante par le haut (couvercle relevable).