

Stérilisateur vapeur vertical auto-contrôlé avec séchage (ST-VG35 → ST-VG100I)

Réf. : ST-VG35 • ST-VG50I • ST-VG75 • ST-VG100I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-VG35	ST-VG50I	ST-VG75	ST-VG100I
Volume	35 L	50 L	75 L	100 L
Température de service	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Séchage	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance	3,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure à volant coulissant et ouverture rapide.

Inox de haute qualité.

Commande micro-informatique automatique, réglage libre des paramètres de stérilisation.

Fonction de séchage auto-contrôlée.