

Autoclave vapeur vertical, série ST-VL (62 → 110 L)

Réf. : ST-VL65 • ST-VL80 • ST-VL90 • ST-VL110



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-VL65	ST-VL80	ST-VL90	ST-VL110
Capacité	62 L	80 L	88 L	110 L
Chambre (Ø×H) (mm)	Ø365×484	Ø414×484	Ø365×734	Ø414×734
Dimensions externes (l×L×H) (mm)	550×640×900	550×640×900	550×640×1150	550×640×1150
Matériau de la cuve	Inox SUS304	Inox SUS304	Inox SUS304	Inox SUS304
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz, 16 A	AC 220 V, 50 Hz, 16 A	AC 220 V, 50 Hz, 16 A	AC 220 V, 50 Hz, 16 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'autoclave vapeur vertical est sûr, fiable et à commande automatique. Cuve en inox SUS304, capacités de 62 à 110 L, alimentation AC 220 V 50 Hz 16 A.