

Stérilisateur vapeur vertical automatique, série ST-VLA/VL (60 → 120 L)

Réf. : ST-VLA50 • ST-VLA80 • ST-VLA100 • ST-VL50 • ST-VL80I • ST-VL100 • ST-VL120



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Chambre (Ø×H)
ST-VLA50	60 L	Ø386×515 mm
ST-VLA80	80 L	Ø386×695 mm
ST-VLA100	100 L	Ø386×875 mm
ST-VL50	60 L	Ø386×515 mm
ST-VL80I	80 L	Ø386×695 mm
ST-VL100	100 L	Ø386×875 mm
ST-VL120	120 L	Ø386×1054 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur vapeur vertical est sûr, fiable et à commande automatique.

Caractéristiques :

Cuve intérieure en inox de haute qualité.

Plusieurs fonctions de protection de sécurité.

Disponible avec (ST-VLA) ou sans séchage selon le modèle.