

Stérilisateur vapeur vertical, série ST-VPA/VP (60 → 120 L)

Réf. : ST-VPA50 • ST-VPA80 • ST-VPA100 • ST-VP50 • ST-VP80 • ST-VP100 • ST-VP120



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Chambre (Ø×H)
ST-VPA50	60 L	Ø386×515 mm
ST-VPA80	80 L	Ø386×695 mm
ST-VPA100	100 L	Ø386×875 mm
ST-VP50	60 L	Ø386×515 mm
ST-VP80	80 L	Ø386×695 mm
ST-VP100	100 L	Ø386×875 mm
ST-VP120	120 L	Ø386×1054 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le stérilisateur vapeur vertical représente une solution de stérilisation sûre et fiable.

Caractéristiques :

Cuve intérieure en inox de haute qualité.

Plusieurs fonctions de protection de sécurité.

Disponible avec (ST-VPA) ou sans séchage selon le modèle.