

Autoclave vapeur vertical à vide pulsé (ST-V35PVM → ST-V100PVM)

Réf. : ST-V35PVM • ST-V50PVM • ST-V75PVM • ST-V100PVM



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-V35PVM	ST-V50PVM	ST-V75PVM	ST-V100PVM
Volume	35 L	50 L	75 L	100 L
Type	Vide pulsé (triple pré-vide)	Vide pulsé (triple pré-vide)	Vide pulsé (triple pré-vide)	Vide pulsé (triple pré-vide)
Température de service	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C
Pression de service	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Pression / température de conception	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C	0,25 MPa / 139 °C
Puissance	3,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz	AC 220 V, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Structure à volant coulissant et ouverture rapide pour une utilisation aisée.

Triple pré-vide.

Tambour en acier inoxydable.

Commande micro-informatique automatique.