


# Automates de coloration

Réf. : TS-I • TS-II • TS-III • TS-IM • TS-IV



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle       | Capacité                           | Programmes                         |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TS-I / TS-II | 1500 mL                            | 20 sets                            |
| TS-III       | Approximately 350ml                | —                                  |
| TS-IM        | 300 mL                             | —                                  |
| TS-IV        | 6pcs slides in each holder, for co | 10pcs, with remind code for online |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Automates de coloration de lames pour l'histologie et la cytologie (HE, Papanicolaou...). Programmes personnalisables et grande capacité de lames.