

Laveur de verrerie automatique WD-120 (avec séchage)

Réf. : WD-120

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-120
Capacité	120 L
Affichage	Écran tactile LCD 7"
Programmes standard	40
Programmes personnalisés	200
Gestion des droits	Trois niveaux
Imprimante	Non (interface USB)
Séchage	Système à échange thermique ; 0–30 min ; RT à 120 °C ; injection d'air chaud
Arrivée d'eau	2 tuyaux, longueur 3 m, PVC
Débit	0–430 L/min
Surveillance de pression des canalisations	Oui
Structure	Extérieur inox 304 ; cuve de lavage inox 316
Porte	Verrou électronique double point
Roulettes	Quatre roulettes pivotantes
Niveaux de lavage	1 couche
Rack de lavage	1 unité CWiR36 (configuration standard)
Chauffage de l'air	3 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz
Consommation	6 L/h

Caractéristique	WD-120
Dimensions internes (L×P×H)	600×629×539 mm
Dimensions externes (L×P×H)	980×740×870 mm
Poids net / brut	169 / 200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laveur-désinfecteur de verrerie de laboratoire à installation sous paillasse. Écran tactile LCD 7", système de séchage à échange thermique (0–30 min, température ambiante à 120 °C) par injection d'air chaud, et surveillance de la pression des canalisations.