

Laveur de verrerie automatique WD-200 (Basic, 200 L)

Réf. : WD-200



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-200
Capacité	≥200 L
Alimentation	220 V, 50 Hz
Puissance de lavage (eau)	≤0,75 kW
Puissance de chauffage de l'eau	≥5 kW (chauffage rapide)
Programmes standard	40
Programmes personnalisés	200
Rack de lavage	2 unités CWIR36 (configuration standard)
Puissance de séchage	≥2,1 kW
Volume d'air	≥120 L/m ³
Contrôle de la température de l'eau	Température ambiante à 99 °C
Configuration	2 racks de lavage ; 1 bidon de solution de lavage + 1 de neutralisation
Dimensions (L×P×H)	980×740×1100 mm
Poids net / brut	193 / 260 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laveur de verrerie automatique conçu pour la simplicité d'utilisation et la flexibilité de chargement. Élimine efficacement les résidus organiques et les ions métalliques par lavage automatisé à haute température ; construction en inox résistant à la corrosion. Livré avec un bidon de solution de lavage et un bidon de solution de neutralisation.