

Laveur de verrerie automatique WD-200I (sans séchage)

Réf. : WD-200I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-200I
Capacité	200 L
Affichage	Écran tactile LCD 7"
Programmes standard	40
Programmes personnalisés	200
Gestion des droits	Trois niveaux
Imprimante	Non (interface USB)
Arrivée d'eau	2 tuyaux, longueur 3 m, PVC
Débit	0-430 L/min
Surveillance de pression des canalisations	Oui
Structure	Extérieur inox 304 ; cuve de lavage inox 316
Porte	Verrou électronique double point
Roulettes	Quatre roulettes pivotantes
Niveaux de lavage	2 couches
Rack de lavage	2 unités CWIR36A (configuration standard)
Chauffage de l'air	0 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz
Consommation	4 kW
Dimensions internes (LxPxl)	536 x 512 x 645 mm

Caractéristique	WD-200I
Dimensions externes (L×P×H)	607×840×1050 mm
Poids net / brut	125 / 165 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laveur-désinfecteur de verrerie idéal pour les laboratoires gouvernementaux, universitaires, pharmaceutiques et industriels. Lavage efficace et économique, écran tactile LCD 7", deux niveaux de lavage (2 racks CWIR36A) et surveillance de la pression des canalisations. Version sans séchage.