

Laveur de verrerie automatique WD-60 (sans séchage)

Réf. : WD-60

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-60
Capacité	90 L
Affichage	Écran tactile LCD 4,3"
Programmes standard	3
Programmes personnalisés	0
Gestion des droits	Trois niveaux
Imprimante	Non (interface USB)
Arrivée d'eau	2 tuyaux, longueur 3 m, PVC
Débit	0-150 L/min
Surveillance de pression des canalisations	Non
Structure	Extérieur inox 304 ; cuve de lavage inox 316
Porte	Verrou électronique double point
Roulettes	Aucune
Niveaux de lavage	1 couche
Chauffage de l'air	0 kW
Alimentation	220/110 V, 50/60 Hz
Consommation	3,5 kW
Dimensions internes (LxPxH)	470x462x422 mm
Dimensions externes (LxPxH)	520x518x450 mm

Caractéristique	WD-60
Poids net / brut	65 / 104 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laveur-désinfecteur de verrerie compact conçu pour les petits laboratoires et sites de recherche. Interface homme-machine à écran tactile LCD 4,3" et système micro-informatique PLC pour un fonctionnement stable et fiable. Version sans séchage.