

Laveur-désinfecteur de verrerie série M WD-220M / WD-320M / WD-420M

Réf. : WD-220M / WD-320M / WD-420M



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-220M	WD-320M	WD-420M
Capacité (L)	220	320	420
Affichage	Écran tactile LCD 7"	Écran tactile LCD 7"	Écran tactile LCD 7"
Programmes standard	20	20	20
Programmes personnalisés	100	100	100
Imprimante	Oui	Oui	Oui
Séchage	Échange thermique ; 0–30 min ; RT à 120 °C ; air chaud	Échange thermique ; 0–30 min ; RT à 120 °C ; air chaud	Échange thermique ; 0–30 min ; RT à 120 °C ; air chaud
Débit	800 L/min	1000 L/min	1000 L/min
Niveaux de lavage	4 couches	5 couches	5 couches
Chauffage de l'air	3,6 kW	3,6 kW	5 kW
Structure	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316
Porte	Verrou électronique double point (double porte verre trempé)	Verrou électronique double point (double porte verre trempé)	Verrou électronique double point (double porte verre trempé)
Alimentation	220/380 V, 50/60 Hz	220/380 V, 50/60 Hz	220/380 V, 50/60 Hz
Consommation (max)	16 kW	17 kW	17 kW
Dimensions externes (LxPxH)	960×805×1865 mm	960×805×2025 mm	1110×950×2085 mm

Laveur-désinfecteur de verrerie perfectionné qui améliore l'hygiène et la sécurité du laboratoire tout en augmentant la productivité. Deux portes avant et arrière en verre trempé prévenant les contaminations croisées, écran tactile 7", imprimante intégrée et séchage à air chaud. Gamme de 3 modèles de 220 à 420 L.