

Thermosoudeuse automatique série SM-A (SM-A10 / SM-A40)

Réf. : SM-A10 / SM-A40



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SM-A10	SM-A40
Largeur de la soudure	12 mm	12 mm
Vitesse de scellage	≥ 10 m/min	≥ 10 m/min
Marge	0-35 mm	0-40 mm
Affichage	Afficheur numérique	Écran tactile 7"
Contrôle	Boutons	Écran tactile
Impression	Non	Oui, matricielle double ligne (désactivable)
Coque	Acier au carbone thermolaqué	Acier au carbone thermolaqué
Plage de température de scellage	RT-220 °C	RT-220 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La thermosoudeuse automatique série SM-A permet un scellage continu et régulier des sachets de stérilisation. Largeur de soudure 12 mm, vitesse ≥ 10 m/min, plage de température RT-220 °C. Version SM-A40 à écran tactile 7" et impression matricielle double ligne (désactivable).