

Bain sec chauffant et refroidissant DB-HC110

Réf. : DB-HC110

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DB-HC110
Fonctions	Chauffage et refroidissement
Chauffage	RT+25 à 110 °C
Refroidissement	Sous ambiante (jusqu'à 25 °C)
Plage de consigne	-5 à 110 °C
Précision (20-45 °C)	±0,5 °C
Uniformité (20-45 °C)	±0,5 °C
Vitesse de chauffe max.	5,5 °C/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain sec à fonctions de chauffage et de refroidissement pour l'incubation et la conservation d'échantillons. Chauffage RT+25 à 110 °C, refroidissement sous température ambiante (jusqu'à 25 °C), consigne -5 à 110 °C, précision et uniformité ±0,5 °C (20-45 °C), vitesse de chauffe max. 5,5 °C/min.