

Bain sec à couvercle chauffant DB-H1000

Réf. : DB-H1000

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Bloc ES	Bloc ESC
Plage de consigne	0 à 100 °C	-10 à 100 °C
Plage de régulation	RT+5 à 100 °C	Sous ambiante à 100 °C
Précision de température (37 °C)	$\leq \pm 0,3$ °C	$\leq \pm 0,3$ °C
Uniformité (37 °C)	$\leq \pm 0,3$ °C	$\leq \pm 0,3$ °C
Plage de temps	1 s – 99 min 59 s	1 s – 99 min 59 s
Résolution d'affichage	0,1 °C	0,1 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain sec à couvercle chauffant, évitant la condensation sur les capuchons des tubes. Compatible avec les blocs ES (consigne 0–100 °C, RT+5 à 100 °C) et ESC (consigne -10 à 100 °C, sous ambiante à 100 °C), précision $\pm 0,3$ °C à 37 °C, plage de temps 1 s à 99 min 59 s, résolution 0,1 °C.