

Bain sec numérique DB-120S / DB-120SC

Réf. : DB-120S • DB-120SC

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DB-120S / DB-120SC
Fonction	Chauffage
Plage de température	RT+5 à 120 °C
Plage de consigne	25–120 °C
Précision / uniformité (37 °C)	±0,5 °C
Minuterie	0–99 h 30 min
Afficheur	LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain sec numérique chauffant pour l'incubation d'échantillons, plage RT+5 à 120 °C (consigne 25–120 °C), précision et uniformité ±0,5 °C à 37 °C, minuterie 0–99 h 30 min, afficheur LED.