

## Bain sec économique DB-60

Réf. : DB-60

18 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



### SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique         | DB-60                 |
|-------------------------|-----------------------|
| Plage de température    | RT+5 à 60 °C          |
| Niveaux préréglés       | 25, 30, 37, 45, 60 °C |
| Précision de régulation | ±0,5 °C               |
| Uniformité (37 °C)      | ±0,3 °C               |
| Vitesse de chauffe max. | 5,5 °C/min            |
| Minuterie               | 0-99 h 30 min         |
| Afficheur               | LED                   |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain sec économique chauffant pour l'incubation d'échantillons, plage RT+5 à 60 °C avec 5 niveaux préréglés (25, 30, 37, 45, 60 °C), précision ±0,5 °C, uniformité ±0,3 °C à 37 °C, vitesse de chauffe max. 5,5 °C/min, afficheur LED.