

Bain sec à sonde externe (DB-105 / DB-150)

Réf. : DB-105S1 • DB-105S2 • DB-150S1 • DB-150S2

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DB-105S1/S2	DB-150S1/S2
Plage de température	RT+5 à 105 °C	RT+5 à 150 °C
Plage de consigne	25–105 °C	25–150 °C
Précision de régulation	±0,3 °C (25–90 °C) ; ±0,6 °C (>90 °C)	±0,3 °C (25–90 °C) ; ±0,6 °C (>90 °C)
Uniformité (37 °C)	±0,2 °C	±0,2 °C
Sonde	Externe	Externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain sec chauffant à sonde de température externe, pour l'incubation d'échantillons en tubes. Plage de température RT+5 à 105 °C (DB-105) ou 150 °C (DB-150), précision de régulation ±0,3 °C (jusqu'à 90 °C), uniformité ±0,2 °C à 37 °C.