

Incubateur à bain sec, double bloc (DBI-1001 / 1002 / 1004)

Réf. : DBI-1001 • DBI-1002 • DBI-1004

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DBI-1001	DBI-1002 / DBI-1004
Plage de température	RT+5 à 160 °C	RT+5 à 130 °C
Précision de température	±0,5 °C (40 °C) ; ±1 °C (120 °C)	±0,5 °C (40 °C) ; ±1 °C (120 °C)
Uniformité	±0,5 °C	±0,5 °C
Résolution d'affichage	0,1 °C	0,1 °C
Plage de temps	1 min – 99 h 59 min	1 min – 99 h 59 min
Temps de chauffe	≤15 min (25→160 °C)	≤20 min (25→130 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur à bain sec à double bloc pour l'incubation d'échantillons en tubes. Plage RT+5 à 160 °C (DBI-1001) ou 130 °C (DBI-1002/1004), précision ±0,5 °C (40 °C) / ±1 °C (120 °C), uniformité ±0,5 °C, plage de temps 1 min – 99 h 59 min, chauffe ≤15 min de 25 à 160 °C.