

Incubateur à bain sec pour microplaques (DBI-300 / DBI-10)

Réf. : DBI-300 • DBI-10

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	DBI-300	DBI-10
Plage de consigne	0 à 100 °C	-10 à 100 °C
Plage de régulation	RT+5 à 100 °C	RT-30 à 100 °C
Précision de température	$\leq \pm 0,3$ °C	$\leq \pm 0,3$ °C
Uniformité	$\leq \pm 0,3$ °C	$\leq \pm 0,3$ °C
Résolution d'affichage	0,1 °C	0,1 °C
Temps de chauffe	≤ 12 min (25→100 °C)	≤ 12 min (25→100 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'incubateur à bain sec est doté d'une technologie de régulation de température avancée. DBI-300 (chauffage, consigne 0–100 °C, RT+5 à 100 °C) ou DBI-10 (chauffage et refroidissement, consigne -10 à 100 °C, RT-30 à 100 °C), précision $\leq \pm 0,3$ °C, uniformité $\leq \pm 0,3$ °C, chauffe ≤ 12 min de 25 à 100 °C.