


Balance analytique 0,001 g — série BA-E-HTP

Réf. : BA-E3121HTP → BA-E3123HTP



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-E3121HTP	100 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm
BA-E3122HTP	200 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm
BA-E3123HTP	300 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Idéale pour les applications de laboratoire et industrielles.