

Balance analytique 0,001 g (calibration externe) — série BA-EX

Réf. : BA-E1003X → BA-E5003X



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-E1003X	100 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm
BA-E2003X	200 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm
BA-E3003X	300 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm
BA-E5003X	500 g	0,001 g	0,003 g	Φ80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran LCD facilitant la gestion des données.