


Balance analytique 0,001 g — série BA-VG

Réf. : BA-E1003VG → BA-E5003VG

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-E1003VG	100 g	0,001 g	±0,003 g	Φ80 mm
BA-E2003VG	200 g	0,001 g	±0,003 g	Φ80 mm
BA-E3003VG	300 g	0,001 g	±0,003 g	Φ80 mm
BA-E5003VG	500 g	0,001 g	±0,003 g	Φ80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Simplifie les opérations de pesée et améliore le rendement.