


Balance analytique 0,0001 g (calibration externe)

Réf. : BA-E1004 → BA-E3204



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-E1004	100 g	0,0001 g	0,0003 g	Φ80 mm
BA-E1204	120 g	0,0001 g	0,0003 g	Φ80 mm
BA-E2004	200 g	0,0001 g	0,0003 g	Φ80 mm
BA-E2204	220 g	0,0001 g	0,0003 g	Φ80 mm
BA-E3104	310 g	0,0001 g	0,0003 g	Φ80 mm
BA-E3204	320 g	0,0001 g	0,0003 g	Φ80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Balance analytique économique offrant des résultats stables.