


## Balance analytique 0,0001 g (calibration interne)

Réf. : BA-I1004N → BA-I3104N



### SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle    | Portée | Lisibilité | Linéarité | Plateau |
|-----------|--------|------------|-----------|---------|
| BA-I1004N | 100 g  | 0,0001 g   | 0,0003 g  | Φ80 mm  |
| BA-I2004N | 200 g  | 0,0001 g   | 0,0003 g  | Φ80 mm  |
| BA-I3104N | 310 g  | 0,0001 g   | 0,0003 g  | Φ80 mm  |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Construction robuste

base métallique et plateau inox.