


Balance analytique 0,0001 g — écran tactile

Réf. : BA-IT1104 → BA-IT2204



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-IT1104	110	0,0001	0,0003 g	Φ80 mm
BA-IT1204	120	0,0001	0,0003 g	Φ80 mm
BA-IT2004	200	0,0001	0,0003 g	Φ80 mm
BA-IT2204	220	0,0001	0,0003 g	Φ80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ajustement interne automatique et protection contre les surcharges.