

Balance de densité 210/310 g

Réf. : BA-DS203 • BA-DG203 • BA-DA203 • BA-DS303 • BA-DG303 • BA-DA303 • BA-DL203 • BA-DL303 • BA-DP203 • BA-DP600

12 MONTH WARRANTY CE FDA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	BA-DS203, BA-DG203, BA-DA203, BA-DS303, BA-DG303, BA-DA303, BA-DL203, BA-DL303, BA-DP203, BA-DP600.
Portée	210/310/610 g.
Précision pesée	0,001–0,005 g.
Précision densité	0,001 g/cm ³ .

Détermine la densité des liquides ou des solides.