


Balance de précision 0,01 g — série BA-EX

Réf. : BA-E1002X → BA-E30002X

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-E1002X	100 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E2002X	200 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E3002X	300 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E5002X	500 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E6002X	600 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E10002X	1000 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E20002X	2000 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E30002X	3000 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conçue pour les applications de pesée de routine.