

Balance de précision 0,01 g — série BA-HTP

Réf. : BA-E3126HTP → BA-E31220HTP

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-E3126HTP	600 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E31210HTP	1000 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm
BA-E31220HTP	2000 g	0,01 g	0,03 g	Φ128 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pesée fiable dans les zones de travail réglementées.