

Bascule de comptage électronique

Réf. : BA-CS3003HD • BA-CS3003D • BA-CS3035D • BA-CS3006GD • BA-CS3033HD • BA-CS3040GD



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Portée	Lisibilité	Linéarité	Plateau
BA-CS3003HD	3 kg	0,05 g	±0,15 g	275×230 mm
BA-CS3003D	3 kg	0,1 g	±0,3 g	275×230 mm
BA-CS3035D	35 kg	0,1 g	±0,3 g	275×230 mm
BA-CS3006GD	6 kg	0,2 g	±0,6 g	275×230 mm
BA-CS3033HD	30 kg	0,5 g	±1,5 g	275×230 mm
BA-CS3040GD	40 kg	1 g	±3 g	275×230 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bascule de comptage pour usage laboratoire et industriel. Interface RS232 et imprimante en option.