

pH-mètre de poche économique (étalonnage 2 points)

Réf. : PH-10SP • PH-10FP • PH-10LP



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH-10SP	0,0 to 14,0pH	0,1pH	±0,1pH
PH-10FP	0,0 to 14,0pH	0,1pH	±0,1pH
PH-10LP	0,0 to 14,0pH	0,1pH	±0,1pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH-mètre pour la mesure du pH (et de la température) — modèles de poche, portables et de paillasse, avec étalonnage multi-points.