

Analyseur DCO de paille COD-1001

Réf. : COD-1001



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	COD-1001
Méthode de mesure	Spectrophotométrie après digestion rapide
Plage de mesure	10–10000 mg/L
Précision	≤ 5 %
Résolution	0,01
Source lumineuse	Photodiode silicium (importée)
Affichage	Écran tactile haute résolution 7" (1024×600)
Sortie	USB (transfert de données)
Alimentation	AC 220 V/50 Hz ou AC 110 V/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de demande chimique en oxygène (DCO) de paille par spectrophotométrie après digestion rapide. Plage 10–10000 mg/L, précision ≤ 5 %, écran tactile haute résolution 7" (1024×600), sortie USB.