


Colorimètre de paillasse CM-B60

Réf. : CM-B60

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CM-B60
Géométrie optique (réflexion)	di:8°, de:8° (éclairage diffus, observation 8°) ; SCI/SCE ; UV inclus / exclu
Géométrie optique (transmittance)	di:0°, de:0° (éclairage diffus, observation 0°) ; SCI/SCE ; UV inclus / exclu ; voile/haze (ASTM D1003)
Normes	CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7
Application	Analyse et transmission précises de la couleur en laboratoire (peintures, encres...)
Affichage	Écran tactile capacitif couleur TFT 7 pouces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le CM-B60 est un colorimètre de paillasse à réseau développé par Scitek avec sa propriété intellectuelle propre. Configuration matérielle haut de gamme dont un écran tactile capacitif couleur TFT 7". Utilisé pour l'analyse précise de la couleur en laboratoire (peintures, encres...).