

Mesureur conductivité / oxygène dissous de pailasse à écran tactile

Réf. : CON-DOB100T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
CON-DOB100T	—	—	0,001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Microprocesseur intégré, intelligent et de haute précision.

Écran tactile TFT 7 pouces, lecture et utilisation faciles.

Guide d'étalonnage, étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons.

Étalonnage conductivité 1 point ; OD 100 % oxygène ou zéro oxygène.

Réponse rapide, affichage stable.

Livré avec sonde OD ATC, sonde de conductivité en verre ATC et solution standard.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.