

Conductimètre de paillasse (étalonnage automatique)

Réf. : CON-B100I

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPECIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution	Précision
CON-B100I	—	0,001	$\pm 1,0 \% FS \pm 1 \text{ digit}$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution.

Microprocesseur intégré

étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Étalonnage automatique, autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons ; étalonnage conductivité 1 point.

Réponse rapide, haute précision, affichage stable.

Livré avec sonde de conductivité plastique ATC.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.