

Conductimètre de paillasse à écran tactile

Réf. : CON-B100T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution	Précision
CON-B100T	—	0,001	0,5 % FS 1digit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Microprocesseur intégré, intelligent et de haute précision.

Écran tactile TFT 7 pouces, lecture et utilisation faciles.

Guide d'étalonnage, étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Autodiagnostic, reconnaissance automatique des solutions tampons.

Étalonnage conductivité 1 point (constante d'électrode ou solution standard).

Réponse rapide, affichage stable.

Livré avec sonde de conductivité en verre ATC, solution standard et agitateur magnétique.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.