

Mesureur conductivité / TDS / salinité / résistivité de paillasse

Réf. : CON-TB510 • CON-TSRB950



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
CON-TB510	—	—	0,001, 0,01, 0,1, 1
CON-TSRB950	—	—	0,001, 0,01, 0,1, 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Conductimètres de paillasse économiques mesurant conductivité/TDS/salinité/résistivité/température.

Précision 1 % pleine échelle. Adaptés à l'enseignement, la surveillance environnementale et l'analyse de la qualité de l'eau.

Grand écran LCD rétroéclairé.

Étalonnage 1 à 5 points, reconnaissance automatique des standards.

Constantes d'électrode sélectionnables ($K=0,1/1/10$), température de référence (20/25 °C), facteur de conversion TDS, compensation linéaire et eau pure, modes eau de mer et réseaux.

Modes de mesure de salinité.

Compensation automatique de température corrigeant les mesures et les ramenant à la température de référence.

Interface USB pour le transfert de données.

Stockage de 500 jeux.