

Oxymètre de pailasse à écran tactile

Réf. : DO-B100T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution	Précision
DO-B100T	—	± 0,30 mg/L; 0,01 or 0,1 mg/L	± 0,30 mg/L; 0,01 or 0,1 mg/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Microprocesseur intégré, intelligent et de haute précision.

Écran tactile TFT 7 pouces, lecture et utilisation faciles.

Guide d'étalonnage, étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Fonctions d'autodiagnostic.

Étalonnage conductivité 1 point ; OD 100 % oxygène ou zéro oxygène.

Réponse rapide, affichage stable.

Livré avec sonde OD polarographique et 3 capuchons remplaçables, pratique sur le long terme.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.