

Mini sorbonne de paillasse FMH-500II

Réf. : FMH-500II

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	FMH-500II
Dimensions externes (L×P×H)	580×460×700 mm
Dimensions internes (L×P×H)	480×340×370 mm
Ouverture max	310 mm
Système de contrôle	Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD
Vitesse d'air	0,2–0,6 m/s (multi-niveaux intelligent)
Filtre	1 filtre à charbon actif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini sorbonne de paillasse d'une grande flexibilité, idéale pour les petits laboratoires. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, filtre à charbon actif, vitesse d'air 0,2–0,6 m/s réglable.