

# Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-4CI

Réf. : CFG-4CI

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                              | CFG-4CI                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vitesse max                                  | 300–4000 rpm (pas de 10 rpm)                |
| RCF max                                      | 1860×g                                      |
| Précision de vitesse                         | ±20 rpm                                     |
| Capacité du rotor                            | 8×15 mL                                     |
| Durée de fonctionnement                      | 30 s – 99 min 55 s / continu                |
| Affichage minuterie                          | LCD                                         |
| Niveau sonore                                | ≤65 dB                                      |
| Type de moteur                               | Moteur DC sans balais                       |
| Classe de protection                         | IP21                                        |
| Température / humidité ambiantes admissibles | 5–40 °C, 80 % HR                            |
| Alimentation                                 | Monophasé, AC 110 V / 220 V, 50/60 Hz, 40 W |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse basse vitesse à système de contrôle par microprocesseur assurant un réglage précis de la vitesse et une meilleure séparation.