

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-4LE

Réf. : CFG-4LE

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-4LE
Vitesse max	4000 r/min
RCF max	2200×g
Capacité max	6×50 ml
Rotors à angle disponibles	24×10 ml ; 6×50 ml ; 12×10/15 ml ; 18×10 ml (tous 4000 r/min, 2200×g)
Réglage du temps	0–99 min
Moteur	Moteur DC sans balais, contrôle micro-informatique
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz, 3 A
Dimensions (L×P×H)	430×340×250 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse à moteur DC sans balais sous contrôle micro-informatique, avec plusieurs rotors à angle interchangeable.