

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-5K

Réf. : CFG-5K

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Type de rotor	Vitesse max	Volume max	RCF max
Rotor à angle	5500 r/min	12×10 mL	5310×g
Support tube	5000 r/min	4×100 mL	4390×g
Support tube	4000 r/min	4×2×100 mL	3500×g
Support tube	4000 r/min	4×4×10 mL	3500×g
Support tube	4000 r/min	4×6×10 mL	3500×g
Support tube	4000 r/min	4×8×10 mL	3500×g
Support tube	4000 r/min	4×4×15 mL	3500×g
Support tube	4000 r/min	4×6×15 mL	3500×g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de centrifugeuses de paillasse basse vitesse dotée d'une nouvelle technologie de séparation. Rotor à angle jusqu'à 5500 r/min et large choix de configurations porte-tubes.