

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse économique CFG-5LEI

Réf. : CFG-5LEI

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-5LEI
Vitesse max	5000 r/min
RCF max	4020×g
Capacité max	6×50 ml
Précision de vitesse	±30 r/min
Réglage du temps	0–99 min
Niveau sonore	≤58 dB
Moteur	Moteur DC sans balais, contrôle micro-informatique
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz, 8 A
Dimensions (L×P×H)	430×340×250 mm
Poids net / brut	20 / 22 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse à entraînement par moteur DC sans balais sans entretien, sous contrôle micro-informatique.